

① Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengumpulkan urin

Pastikan untuk mengumpulkan urin Anda pada hari pemeriksaan kesehatan Anda (sebaiknya sebelum pemeriksaan kesehatan).

- Jangan minum suplemen vitamin atau jus yang mengandung vitamin C sejak malam sebelum tes karena dapat mempengaruhi hasil tes.
- Pastikan untuk buang air kecil satu kali sebelum tidur.
- Setelah mengumpulkan urin, harap simpan di tempat sejuk dan gelap sampai Anda menyerahkannya. (Harap hindari tempat yang terkena sinar matahari langsung atau suhu tinggi)

② Metode pengumpulan urin

(1) Masukkan urine ke dalam wadah penampung urine “Jangan mengambil urin di awal, tolong ambil urin dari tengah sampai akhir ke dalam cangkir.”

(2) Sedot urin dalam wadah · Buka tutupnya dan peras seluruh wadah untuk menyedot urin.

- Kumpulkan urin sesuai batas yang tertera pada wadah.
 - Kencangkan tutupnya agar urin tidak bocor.
- *Jika volume urin tidak mencukupi
- Balikkan wadah, keluarkan udara di dalam wadah, lalu hisap kembali.

③ Metode penyerahan

- Lepas label wadah tes urine di bagian atas tas.
- Gunakan tanda panah pada bagian atas (sisi tutup) dan lilitkan pada wadah.
- Masukkan wadahnya saja ke dalam tas, dan jangan masukkan kantong plastik atau kertas tisu.



← Anda dapat memeriksa videonya dengan mengakses situs web asosiasi dari kode QR ini. Kode QR juga tercetak di bagian belakang tas kontainer.


Metode pengumpulan urin *Pastikan untuk mengumpulkan urin pada hari pemeriksaan kesehatan.



このあいだ
←
に入れる

Harap kumpulkan urin dalam kisaran yang ditunjukkan.
***Tes tidak dapat dilakukan jika jumlah urin sedikit.**

- ① Bawa urin ke dalam wadah penampung urin
- ② Dorong seluruh wadah dengan kuat dan sedot urinnnya.
- ③ Periksa apakah Anda telah mengumpulkan urin sampai batas yang tertera pada wadah dan kencangkan tutupnya dengan kuat.



④ Tempelkan label

Harap ditempelkan pada baris paling atas wadah sehingga menutupi tampilan 3D.



⑤ Masukkan ke dalam tas penyerahan

*Warna label dan tas kiriman akan bervariasi tergantung pada item pemeriksaan.