

① Puntos a tener en cuenta al recolectar orina

Asegúrese de recolectar su orina el día de su examen médico (preferiblemente justo antes del examen médico).

- No beba suplementos vitamínicos ni jugos que contengan vitamina C la noche anterior a la prueba, ya que pueden afectar los resultados de la prueba.

② Método de recolección de orina

(1) Tome la orina en un recipiente recolector de orina. No recoja la orina al principio, sino recoja la orina desde la mitad hasta el final en una taza.

(2) Aspirar orina en un recipiente

- Retire la tapa y apriete todo el recipiente para aspirar la orina.
- Recoja la orina dentro del rango indicado en el recipiente.
- Apriete bien la tapa para evitar fugas de orina.

*Si el volumen de orina es insuficiente

- Gire el recipiente hacia arriba, deje salir el aire del interior y luego aspírelo nuevamente.

③ Cómo enviar

- Retire la "etiqueta del recipiente de prueba de orina" en la parte superior de la bolsa.
- Coloque la cinta alrededor del recipiente con la flecha apuntando hacia arriba (lado de la tapa).



←Puedes consultar el vídeo accediendo a la página de inicio de nuestra asociación mediante este código QR. También está escrito un código QR en la parte posterior de la bolsa contenedora.


Método de recolección de orina *Asegúrese de recolectar orina el día del examen médico.



このあいだ
に入れる

Por favor recolecte orina dentro del rango indicado. *La prueba no se puede realizar si la cantidad de orina es baja.

- ① Tome la orina en un recipiente recolector de orina.
- ② Empuje todo el recipiente con fuerza y aspire la orina.
- ③ Compruebe si ha recogido orina en la cantidad indicada en el recipiente y apriete la tapa firmemente.



④ Adjunte la etiqueta

Adjuntelo a la línea superior del contenedor para cubrir la pantalla 3D.



⑤ Ponlo en la bolsa de envío.

*El color de la etiqueta y la bolsa de envío variará dependiendo del artículo de inspección.